

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 IDENTIFIKAČNÍ VÝROBKU

DENTIRO® Sensitive

1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ

DENTIRO® Sensitive je plně virucidní přípravek na bázi alkoholu a kvartérních amoniových sloučenin. Dezinfekční sprej je ideální pro rychlou dezinfekci a čištění neinvazivního zdravotnického vybavení, jako např. operačních stolů, vyšetřovacích křesel, IV stojanů a lehátek. DENTIRO® Sensitive je baktericidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, účinný proti kvasinkám, fungicidní a plně virucidní během 60 sekund. Tento výrobek má díky obsahu alkoholu pod 50 % velmi dobrou snášenlivost s různými materiály a snižuje možnost výskytu alergií či podráždění. DENTIRO® Sensitive je snadno biologicky odbouratelný, s lehkou citronovou vůní.

1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

Výrobce

Zástupce v EU

Adresa: Oro Clean Chemie AG
Allmendstrasse 21
8320 Fehraltorf
Switzerland

Adresa: Medical OCC Deutschland GmbH
Wickhofstrasse 12
13467 Berlin
Germany

Telefon: +41 (0)44 226 44 44
Fax: +41 (0)44 226 44 00
E-mail: info@oroclean.com
Webová stránka: www.oroclean.com

Telefon: +49 (0)30 1207 61 18
E-mail: info@oroclean.com
Webová stránka: www.oroclean.com

Následní uživatelé / dovozce / distributor

Adresa: Oro Clean Chemie AG
Allmendstrasse 21
8320 Fehraltorf
Switzerland

Telefon: +41 (0)44 226 44 44
Fax: +41 (0)44 226 44 00
E-mail: info@oroclean.com
Webová stránka: www.oroclean.com

1.3.1 OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA VYHOTOVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

Dr. Georgios Ionidis
Manažer pro výzkum a vývoj
E-mail: georgios.ionidis@oroclean.com

1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE

Naléhavé informace: +41 (0)44 226 44 44 (jen v úředních hodinách)
Toxikologické centrum*: +41 (0)44 251 51 51 (Švýcarsko)
Záchraná služba*: 144 (Švýcarsko)
Požární sbor*: 118 (Švýcarsko)

* Kontrolujte prosím pravidelně výše uvedené hodnoty, protože se mohou měnit.

2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI

2.1.1 KLASIFIKACE PODLE NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008

TŘÍDY A KATEGORIE NEBEZPEČNOSTI	ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:	POSTUP KLASIFIKACE
Flam. Liq. 3	H226 Hořlavá kapalina a pára.	Na základě údajů z testu.
Eye Dam 1	H318 Způsobuje vážné poškození očí.	Harmonizovaná (legální) klasifikace.
STOT SE 3	H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.	Harmonizovaná (legální) klasifikace.

2.2 PRVKY OZNAČENÍ

2.2.1 OZNAČENÍ SMĚSI PODLE NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008

► Piktogramy nebezpečnosti:



► Signální slovo:
Nebezpečí

► Údaje o nebezpečnosti:

H226	Hořlavá kapalina a pára.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

► Bezpečnostní upozornění

P210	Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm/žhavými povrchy. Zákaz kouření.
P233	Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/páry/aerosolů.
P280.2	Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
P501.1	Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými pravidly.

► Doplnující informace o nebezpečnosti (EU):

–	No supplementary labelling requirements according to Regulation (EC) 1272/2008.
---	---

2.3 DALŠÍ NEBEZPEČNOST

Tato směs neobsahuje látky typu PBT-/vPvB dle Přílohy XIII nařízení REACH.

3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 LÁTKY

Tento výrobek je směsí (viz odstavec 3.2).

3.2 SMĚSI

3.2.1 NEBEZPEČNÉ SLOŽKY

KLASIFIKACE PODLE NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008

Název	Číslo CAS:	Číslo EINECS	Indexové číslo	Číslo podle REACH	Kategorie nebezpečnosti	Údaje o nebezpečnosti	Koncentrace
Ethanol	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43-0350	Flam. Liq. 2	H225	15% - < 30%
Propan-1-ol	71-23-8	200-746-9	603-003-00-0	05-2115478940-37-0000	Flam. Liq. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3	H225, H318, H336	15% - < 30%
Propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	05-2115478264-41-0000	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336	1% - < 2.5%

3.2.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pro úplné znění uvedených R a H vět, viz oddíl 16.

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 POPIS PRVNÍ POMOCI

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

4.1.1 VŠEOBECNÉ POKYNY

Dbejte na vlastní ochranu. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Okamžitě odložte kontaminovaný oděv. Přesuňte všechny osoby mimo zónu nebezpečí. V případě bezvědomí nebo hrozící ztráty vědomí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte první pomoc. První pomoc by měla poskytovat vyškolená osoba. V případě vyhledání lékařské pomoci předložte lékaři tento Bezpečnostní list.

4.1.2 PŘI NADÝCHÁNÍ

Chraňte se před parami nebo aerosoly z výrobku. Přeneste všechny osoby postižené v důsledku expozice na čerstvý vzduch. Nenechávejte postiženého o samotě. V případě dýchacích potíží nebo při vzniku kašle nebo jiných projevů vyhledejte lékařskou pomoc. Uvolněte postiženému těsný oděv, například límce, kravaty, opasky nebo stahovací pásy.

4.1.3 PŘI STYKU S KŮŽÍ

Okamžitě odložte kontaminovaný oděv. Omyjte kůži velkým množstvím studené vody. Nepoužívejte rozpouštědla. V případě podráždění nebo jiných projevů vyhledejte lékařskou pomoc. Před opětovným použitím oděv vyperte.

4.1.4 PŘI STYKU S OKEM

Ihned začněte vyplachovat oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut a prsty držte oční víčka roztažená od sebe. Po prvních 5 minutách vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokračujte ve vyplachování očí. Zabraňte postiženému, aby si mnul oči nebo je nechal zavřené. Vždy vyhledejte lékařskou pomoc a poraďte se s očním lékařem, dokonce i tehdy, pokud není patrné zjevné poškození.

4.1.5 PŘI POŽITÍ

Vypláchněte ústa vodou a dejte postiženému vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde ke spontánnímu zvracení, přidrže postiženého v předklonu a dejte mu znovu napít vody. Nepokoušejte se nic podat osobám, které jsou napůl nebo zcela v bezvědomí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY

Mohou se vyskytnout následující symptomy: zarudnutí kůže a očí, nauzea, zvracení, bolest břicha, respirační paralýza, závratě, bezvědomí, zhoršený stav vědomí, deprese centrálního nervového systému.

4.3 POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ

Poskytněte symptomatickou léčbu.

5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 HASIVA

5.1.1 VHODNÁ HASIVA

Výrobek se vlivem intenzivního tepla rozkládá a uvolňuje kyslík, který může dále zesilovat požár.

5.1.2 HASIVA NEVHODNÁ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ

Vodní proud.

5.2 ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI

Hořící materiál může uvolňovat hustý kouř, obsahující dráždivé a/nebo toxické plyny, výpary a/nebo dýmy. Výpary mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem.

5.3 POKYNY PRO HASIČE

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

5.3.1 OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

5.3.2 DALŠÍ POKYNY

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Používejte vhodná protipožární opatření po celou dobu požáru. Veškerá použitá hasiva a kontaminovanou hasící vodu je třeba odstranit v souladu s pokyny místních úřadů.

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A NOUZOVÉ POSTUPY

Používejte vhodné ochranné prostředky. Zajistěte dostatečné odvětrávání. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Neotevírejte primární obal, pokud k tomu nemáte povolení. Uzavřete přístup do daného prostoru až do ukončení úklidu.

6.2 OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odstraňte rozlitý přípravek pomocí absorpčního materiálu, jako je písek, vermikulit nebo univerzální absorpční materiál.

6.3 METODY A MATERIÁL PRO OMEZENÍ ÚNIKU A PRO ČIŠTĚNÍ

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Malý únik: Absorbujte pomocí inertního materiálu a tento materiál uložte do náležitě označené nádoby pro likvidaci odpadu. Rozsáhlý únik: Zachyťte materiál a uložte jej pro pozdější odstranění v souladu s místními, regionálními, národními nebo federálními předpisy. Informace o odstraňování odpadu, viz oddíl 13. Pro konečné vyčištění použijte opláchnutí studenou vodou.

6.4 ODKAZ NA JINÉ ODDÍLY

Pro pokyny o bezpečném zacházení, odstraňování a osobních ochranných prostředcích viz oddíly 7, 8 a 13.

7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Před použitím si přečtěte informace o výrobku. Používejte vhodné ochranné prostředky (viz oddíl 8). Otevírejte obal s opatrností. Nevdechujte výpary / aerosoly. Zamezte vniknutí do očí a zasažení sliznice. Nemíchejte s jinými přípravky. Uchovejte si všechna varování a identifikační štítky. Použití tohoto výrobku k jiným než určeným nebo povoleným účelům může vést k poranění osob nebo poškození majetku.

7.1.1 POKYNY PRO OCHRANU PŘED POŽÁREM A VÝBUCHEM

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před teplem. Při práci s přípravkem se mohou uvolňovat těkavé a hořlavé komponenty. Výpary mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem.

7.1.2 POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OBECNÉ HYGIENY PŘI PRÁCI

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkou a po práci si důkladně umyjte ruce. Ošetřete si kůži krémem. Zacházejte s výrobkem v souladu se zásadami správné pracovní hygieny a bezpečnosti.

7.2 PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ LÁTEK A SMĚSÍ VČETNĚ NESLUČITELNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

7.2.1 POŽADAVKY NA SKLADOVACÍ PROSTORY A OBALY

Uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s náležitým použitím výrobku. Uchovávejte pouze v původním obalu. Prázdné obaly nepoužívejte s jinými výrobky ani pro jiný účel. Plné palety se nesmí štosovat. Podlaha musí mít podobu zachycovací nádrže bez odtoku do odpadu a musí být odolná vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům.

7.2.2 DALŠÍ INFORMACE O SKLADOVACÍCH PODMÍNKÁCH

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem a teplotami vyššími než 30 °C. Uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Neskladujte delší dobu na přímém slunci. Uživatel je povinen obeznámit se s předpisy a dodržovat je.

7.2.3 SKLADOVÁNÍ S JINÝMI VÝROBKÝ

Uchovávejte odděleně od nápojů, potravin a krmiv. Uchovávejte odděleně od silných kyselin, zásad a oxidačních činidel.

7.3 SPECIFICKÉ KONEČNÉ / SPECIFICKÁ KONEČNÁ POUŽITÍ

Viz oddíl 1 nebo technický list.

8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 KONTROLNÍ PARAMETRY

8.1.1 KOMPONENTY S LIMITNÍMI HODNOTAMI EXPOZICE NA PRACOVÍŠTI

LÁTKY	ČÍSLO CAS:	DLOUHODOBÉ MEZNÍ HODNOTY (MG/M3)	KRÁTKODOBÉ MEZNÍ HODNOTY (MG/M3)
ETHANOL	64-17-5	960 (MAK CH; SUVA 2015).	1920 (4X15 MIN.; STEL CH; SUVA 2015).
PROPAN-1-OL	71-23-8	500 (MAK CH; SUVA 2015).	NEBYL STANOVEN ŽÁDNÝ KRÁTKODOBÝ LIMIT PRO EXPOZICI (CH; SUVA 2015).
PROPAN-2-OL	67-63-0	500 (MAK CH; SUVA 2015).	1000 (4X15 MIN.; STEL CH; SUVA 2015).

8.1.2 KOMPONENTY S BIOLOGICKÝMI LIMITNÍMI HODNOTAMI

LÁTKY	ČÍSLO CAS:	MEZNÍ HODNOTY (MG/M3)
ETHANOL	64-17-5	NEBYLY STANOVENY BIOLOGICKÉ LIMITNÍ HODNOTY.
PROPAN-1-OL	71-23-8	NEBYLY STANOVENY BIOLOGICKÉ LIMITNÍ HODNOTY.
PROPAN-2-OL	67-63-0	NEBYLY STANOVENY BIOLOGICKÉ LIMITNÍ HODNOTY.

8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

8.2.1 VHODNÉ TECHNICKÉ KONTROLY

Viz oddíl 07. Není nutné přijímat dodatečná opatření.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

8.2.2 INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ VČETNĚ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

- ▶ Ochrana očí / obličeje:
Během použití noste ochranné brýle.
- ▶ Ochrana kůže:
Ochrana rukou
Krátkodobý kontakt: Rukavice s ochranným indexem minimálně třídy 2 (Norma EN 374, doba průniku > 30 min) pro látky třídy A. Dlouhodobý kontakt: Rukavice s ochranným indexem minimálně třídy 6 (Norma EN 374, doba průniku > 480 min) pro látky třídy A. (Třída A: primární alkoholy).
- Jiné**
Není vyžadováno při běžném použití.
- ▶ Ochrana dýchacích cest:
Zamezte tvorbě aerosolu. V případě tvorby aerosolu používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
- ▶ Všeobecná ochranná opatření
Zamezte vniknutí do očí a zasažení kůže.

8.2.3 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dodržujte běžná opatření při práci s chemikáliemi.

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH

9.1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Barva:	Bezbarvý
Skupenství:	Čirá, neviskózní kapalina
Vůně:	obsahuje alkohol, citronová

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

9.1.2 DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMACE

Hodnota pH:	Neutrální.
Hodnota pH ve vodném roztoku	Neuplatňuje se (roztok připravený k použití).
Bod tání (°C):	Nejsou k dispozici žádné údaje.
Bod varu (°C):	Nejsou k dispozici žádné údaje.
Bod vzplanutí (°C):	26
Hořlavost	Výrobek je hořlavý.
Výbušné vlastnosti:	Vapours may form an explosive mixture with air.
Dolní mez výbušnosti (%):	Neuplatňuje se.
Horní mez výbušnosti (%):	Neuplatňuje se.
Oxidační vlastnosti:	Výrobek nemá oxidační vlastnosti.
Tlak páry (kPa):	Nejsou k dispozici žádné údaje.
Relativní hustota (g/cm ³):	0.9
Rozpustnost / mísitelnost:	Plně mísitelný s vodou.
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log Pow);	Neuplatňuje se.
Viskozita (mPas):	Nejsou k dispozici žádné údaje.
Hustota výparů ve vztahu k vodě:	Nejsou k dispozici žádné údaje.
Rychlost odpařování:	Nejsou k dispozici žádné údaje.
Teplota samovznícení (°C):	Tento výrobek nemá samozápalné vlastnosti.
Teplota rozkladu (°C):	Neuplatňuje se.

9.2 DALŠÍ INFORMACE

Vodivost (mS/cm):	Nejsou k dispozici žádné údaje.
Hodnoty citlivé na teplotu a/nebo tlak jsou normalizovány na 20 °C a 1013 hPa.	

10 STABILITA A REAKTIVITA

- 10.1 REAKTIVITA**
Směs není reaktivní.
- 10.2 CHEMICKÁ STABILITA**
Stabilní při normálních teplotách a tlaku minimálně do vypršení doby použitelnosti, která je vytištěna na obalu. Kontakt s otevřeným ohněm může způsobit vzplanutí.
- 10.3 MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ**
Nepředpokládají se žádné nebezpečné reakce, jako je např. polymerizace.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

- 10.4 PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZABRÁNIT**
Chraňte před teplem, ohněm, jiskřením a jinými zápalnými zdroji. V případě vystavení intenzivnímu teplu může dojít k prasknutí nebo explozi obalu. Zamezte jiným podmínkám, než jsou uvedeny v oddíle 7.
- 10.5 NESLUČITELNÉ MATERIÁLY**
Zamezte kontaktu s materiály citlivými na alkohol.
- 10.6 NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU**
Za normálních podmínek skladování a použití nevznikají žádné nebezpečné produkty rozkladu.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

- 11.1 INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH**
- 11.1.1 AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA**
LD50 (potkan) > 5000 mg/kg
- 11.1.2 AKUTNÍ DERMÁLNÍ TOXICITA**
Nejsou k dispozici žádné údaje.
- 11.1.3 AKUTNÍ INHALAČNÍ TOXICITA**
Nejsou k dispozici žádné údaje.
- 11.1.4 DRÁŽDIVOST A ŽÍRAVOST PRO KŮŽI / SLIZNICE**
Nepředpokládá se, že by mohl vyvolat podráždění. Opakovaná expozice může způsobit vysychání nebo praskání kůže.
- 11.1.5 DRÁŽDIVOST A ŽÍRAVOST PRO OČI**
Nebezpečí vážného poškození očí.
- 11.1.6 SENZIBILIZACE**
Nepředpokládá se, že by výrobek vyvolal senzibilizaci.
- 11.1.7 TOXICITA PŘI OPAKOVANÉ DÁVCE**
Tento výrobek nevykazuje žádnou známou chronickou toxicitu.
- 11.1.9 KMR A JEJÍ ÚČINKY (KARCINOGENITA, MUTAGENITA A REPRODUKČNÍ TOXICITA)**
Výrobek neobsahuje žádné látky, které by potenciálně vykazovaly karcinogenní nebo mutagenní účinky nebo reprodukční toxicitu.
- 11.1.10 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O TOXIKOLOGII**
Výrobek byl klasifikován z toxikologického hlediska na základě výsledků metody výpočtu specifikované ve všeobecné směrnici o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES). Pro výrobek jako celek nejsou k dispozici údaje z toxikologických testů. Hodnoty akutní toxicity, podráždění a senzibilizace kůže a sliznic a mutagenního potenciálu výrobku byly odhadnuty na základě dostupných údajů o jednotlivých složkách. Pro některé složky nejsou k dispozici relevantní údaje. Podle zkušeností výrobce není třeba očekávat žádná jiná nebezpečí, než jsou popsána na označení výrobku.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 TOXICITA

V případě vypuštění množství produktu obsaženého v našem balení nepředpokládáme toxický vliv na životní prostředí. V případě vypuštění obsahu několika balení tohoto produktu může dojít ke vzniku dočasných lokálních toxických účinků na vodní a suchozemské organismy. U tohoto produktu se nepředpokládá žádný negativní vliv na funkci čistíren odpadních vod. Pro produkt jako celek nejsou k dispozici údaje z testů ekotoxicity. Riziko ekotoxicity bylo vyhodnoceno na základě údajů ohledně složek produktu a koncentrací, v případě, že tyto údaje byly k dispozici.

12.2 PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST

Látky, z kterých se produkt skládá, se snadno biologicky rozkládají. Povrchově aktivní látky obsažené v produktu splňují požadavky pro biologickou rozložitelnost uvedené v Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Na základě dostupných údajů lze úroveň biologické rozložitelnosti v čistírnách odpadních vod stanovit jako vysokou.

BIODEGRADACE RELEVANTNÍCH LÁTEK VE SMĚSI

LÁTKY	ČÍSLO CAS:	BIODEGRADACE
ETHANOL	64-17-5	94% (METODA OECD 301 E).
PROPAN-1-OL	71-23-8	75% (20 D, SNADNO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ).
PROPAN-2-OL	67-63-0	95% (21 D, SNADNO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ).

12.3 BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL

Na základě dostupných údajů se u žádné složky produktu nepředpokládá bioakumulační potenciál.

12.4 MOBILITA V PŮDĚ

V případě úniku produktu se nepředpokládá jeho velké rozšíření, jelikož všechny jeho složky se vyznačují vysokou biologickou rozložitelností. Povrchové napětí a kinetika absorpce/desorpce se u tohoto produktu neurčuje.

12.5 VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A VPVB

Tento produkt neobsahuje látky typu PBT-/vPvB (perzistentní, bioakumulativní a toxické látky a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky) dle Přílohy XIII nařízení REACH (o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek).

12.6 JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY

Tento produkt neobsahuje složky, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu nebo přispívat ke globálnímu oteplování. Produkt neobsahuje těžké kovy ani jejich sloučeniny, jak je definuje Směrnice 2006/11/ES. Produkt neobsahuje absorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX). Produkt obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC).

13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 METODY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

13.1.1 ODSTRAŇOVÁNÍ VÝROBKU

Produkt zlikvidujte v souladu s příslušnými státními a místními předpisy. Kód odpadu EWC č.: 070699 (Skupina: Odpad z VZDP tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a osobních ochranných produktů). Malé množství produktu (do přibližně 500ml denně) může být po zředění s kohoutkovou vodou v poměru 1:5 vylito do odpadu.

13.1.2 ODSTRAŇOVÁNÍ KONTAMINOVANÝCH OBALŮ

Prázdné obaly lze uložit do komunálního odpadu nebo po vymytí vodou odevzdat k recyklaci. Obal s obsahem produktu likvidujte stejným způsobem jako samotný produkt. Odkazy k místním předpisům ohledně likvidace, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v části 15 bezpečnostního listu. Je výhradní odpovědností uživatele se s příslušnými předpisy seznámit a dodržovat je.

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 ČÍSLO OSN
1987

14.2 PŘÍSLUŠNÝ NÁZEV OSN PRO ZÁSILKU

14.2.1 ADR/RID/SDR
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, 1-propanol)

14.2.2 KÓD IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, 1-Propanol)

14.3 TŘÍDA/TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU
3 (Hořlavé kapaliny)

14.4 OBALOVÁ SKUPINA
III (Látky, které představují malé nebezpečí)

14.4.1 HAZARD LABEL
3

14.4.2 LQ
5 I

14.5 NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ADR/RID / kód IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR: Ne
Látka znečišťující moře: Ne

14.6 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE
Viz oddíly 06 až 08.

14.7 HROMADNÁ PŘEPRAVA PODLE PŘÍLOHY II MARPOL 73/78 A PŘEDPISU IBC
Tento výrobek se nedodává formou hromadné přepravy podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

15 INFORMACE O PŘEDPISECH

- 15.1 NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI**
Výrobek je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP). Výrobek splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), nařízení (ES) č. 648/2004 (nařízení o detergentech), nařízení (EU) č. 528/2012 (Nařízení o biocidních přípravcích) a směrnice 93/42/EHS (směrnice o zdravotnických prostředcích), pokud se uplatňují.
- 15.1.1 NÁRODNÍ PŘEDPISY**
Pro další informace si přečtěte místní právní předpisy.
- 15.2 POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI**
Pro látky ve směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

16 DALŠÍ INFORMACE

SEZNAM RELEVANTNÍCH R-VĚT, PŘEHLEDŮ ÚDAJŮ O NEBEZPEČNOSTI, S-VĚT A/NEBO POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

H225	Vysoce hořlavá kapalina a pára.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

KLASIFIKACE PODLE SMĚRNICE 1999/45/ES

Xi: Dráždivý

R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R10 Hořlavý.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Sensitive

Verze: 4.1.0 | Datum: 01.06.2015 || Nahrazuje verzi: 4.0.0 | Datum: 01.02.2015 || Čeština

OZNAČENÍ PODLE SMĚRNICE 1999/45/ES

► Symbol:



Xi: Dráždivý

► R-věty:

R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R10 Hořlavý. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

► S-věty:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte páry/aerosoly. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

POKYNY V RÁMCI ŠKOLENÍ

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento bezpečnostní list. Podrobnější informace jsou uvedeny v technickém listu. Tento výrobek smí používat pouze vyškolená osoba.

ZDROJE KLÍČOVÝCH ÚDAJŮ

Tento bezpečnostní list byl připraven na základě bezpečnostních listů od dodavatelů jednotlivých látek, vědecké literatury a stávajících předpisů.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

DŮVOD REVIZE

Adaptace na změny předpisů.

ZKRATKY A ZKRATKOVÁ SLOVA

Zkratky a zkratková slova použitá v tomto dokumentu lze vyhledat na www.wikipedia.org.

DALŠÍ INFORMACE

Informace v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu vědomostí a zkušeností výrobce. Tyto informace se poskytují pouze pro bezpečnostní účely. Informace se poskytují v dobré víře a neposkytují záruku na žádné konkrétní vlastnosti výrobku. Z uvedených informací nevyplývá žádný zákonně platný smluvní vztah. Uživatel si musí provést vlastní šetření a stanovit, do jaké míry jsou informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vhodné pro jeho vlastní účely. Uživatel je povinen dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Uživatel nese odpovědnost za jakékoli použití výrobku, které není v souladu s tímto bezpečnostním listem nebo které zahrnuje použití výrobku v kombinaci s jinými výrobky nebo procesy. Údaje v oddílech 4 až 8 a v oddílech 10 až 12 částečně se týkají uvolnění velkých množství výrobku a nikoli řádné aplikace nebo řádného použití výrobku. Informace v tomto bezpečnostním listu by měly být předány všem osobám, které budou výrobek používat, manipulovat s ním, uchovávat, přepravovat nebo s ním jinak přijdou do kontaktu. V žádném případě se nepřebírá odpovědnost za správnost nebo úplnost poskytnutých informací.

Upozornění na aktualizaci bezpečnostního listu

Ze zákona jste povinni mít vždy k dispozici nejaktuálnější bezpečnostní list od svého dodavatele. Zaregistrujete se již nyní k zasílání informací o aktualizacích MSDS a společnost OCC Switzerland vás upozorní ihned, jakmile dojde ke změně bezpečnostního listu.

Návštěva: www.oroclean.com